


MOBILNY SYSTEM GIĘTKIEJ ENDOSKOPII WETERYNARYJNEJ




ZASTOSOWANIE

Dzięki małej średnicy wziernika i 4-kierunkowej regulacji kątowej nasze endoskopy są idealne do zastosowań u małych zwierząt, w tym: bronchoskopii, rynoskopii, bronchoskopii, usuwania ciała obcego, gastroskopii, cystoskopii, waginoskopii




MODEL	Średnica Wziernika (mm)	Średnica Kanału Roboczego (mm)	Długość Robocza (mm)	4 Kierunki Zgięcia	
				Góra/Dół	Lewo/Prawo
EC-120	2,8	1,2	610	210°/130°	120°/120°
EC-140H HD	4,8	2,0	1000	180°/130°	120°/120°
EC-150H HD	5,8	2,8	1500	180°/130°	120°/120°

PROCESOR OBRAZU ENDOSKOPU WETERYNARYJNEGO



**Wszystko w jednym
Wysoce zintegrowany projekt**



DOSKONAŁY WYBÓR MOBILNEJ DIAGNOSTYKI

Lepszy interfejs użytkownika

- ▶ Dotykowy ekran procesora
- ▶ Brak wycucia opóźnienia w obsłudze ekranu
- ▶ Możliwość obsługi w rękawiczkach
- ▶ Nagrywanie głosu podczas badania
- ▶ Korekcja balansu bieli
- ▶ Regulacja jasności
- ▶ Możliwość podłączenia dodatkowego monitora bez utraty jakości obrazu



ODŁĄCZANY AKUMULATOR
ZAPEWNIAJĄCY 4H PRACY



INTELIGENTNY PROJEKT
PODZIELONEGO EKRANU



WYJMOWANA KARTA SD



WYJŚCIE HDMI + BNC

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

JCL APARATURA MEDYCZNA
ul. Kolistka 18D
54-152 Wrocław

Tel.: 71/ 711 11 71
Tel.: +48 795 516 961
Tel.: +48 784 329 554

email: biuro@aparatura-medyczna.com
WEB: www.aparatura-medyczna.com