


**TK-VETKIT SEESHEEN**

# PRZENOŚNY ENDOSKOP WETERYNARYJNY USB



# Technologia CMOS+LED

Brak włókna światłowodowego  
Łatwy i trwały w konserwacji.



## Cechy



**Wysoka rozdzielczość**  
Doskonały obraz



**CMOS+LED**  
Brak włókna





**Duży kanał**  
1,2-2,8mm



**Przyciski wielofunkcyjne**  
Balans Bieli, Jasność, Zamrożenie

## Zastosowanie



## Parametry

| Model   | Średnica Wziernika | Średnica Kanału Roboczego | Długość Robocza | Kąt Zgięcia  | Rotacja      | Pole Widzenia |
|---------|--------------------|---------------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------|
| EU-120  | 2.8mm              | 1.2mm                     | 610mm           | G210°, D130° | L120°, P120° | 120°          |
| EU-130  | 3.8mm              | 1.5mm                     | 1000mm          | G180°, D130° | L120°, P120° | 120°          |
| EU-140H | 4.8mm              | 2.0mm                     | 1000mm          | G180°, D130° | L120°, P120° | 120°          |
| EU-150H | 5.8mm              | 2.8mm                     | 1500mm          | G180°, D130° | L120°, P120° | 120°          |

DYSTRYBUTOR **JCL APARATURA MEDYCZNA**

ul. Kolistą 18D  
54-152 Wrocław

Tel.: 71/711 11 71  
Tel.: +48 795 516 961, +48 784 329 554

email: [biuro@aparatura-medyczna.com](mailto:biuro@aparatura-medyczna.com)  
WEB: [www.aparatura-medyczna.com](http://www.aparatura-medyczna.com)